


1分钟即可知道真相!
唯一可用于家庭自测的BV试剂!

StrongStep® 细菌性阴道病检测试剂卡(pH法)




方便、快速、简单、准确

- ◆ **准确:** 与线索细胞检查相比, 敏感性为97.78%, 特异性为80.12%。
- ◆ **快速:** 1分钟之内, 即可完成检测。
- ◆ **简便:** 可用患者自我取材的标本, 可供患者家庭自我测试使用; 操作过程中无需任何其它辅助仪器设备。
- ◆ **常温保存及运输**

更多新品即将上市, 敬请期待!

专利产品, 仿冒必究!

实用新型专利号: ZL 2010 2 0182690.4
外观设计专利号: ZL 2010 3 0138953.7




国内唯一取得三大权威认证的BV产品

美国 FDA 认证



欧盟 CE 认证



中国 SFDA 认证



细菌性阴道病(BV)诊断金标准

阴道分泌物pH值检测、嗅试验、线索细胞检查及阴道分泌物增多是目前全球公认的细菌性阴道病临床诊断金标准。

白细胞酯酶、过氧化氢酶、唾液酸苷酶、脯氨酸氨基肽酶、乙酰胺基葡萄糖苷酶等诊断指标尚未得到医疗界一致认同，其诊断价值均有待进一步的科学论证。

使用方法一

1

棉签取样

2

涂样于检测窗

3

判读结果

使用方法二

1

取已消毒检测卡

2

伸入阴道后取出

3

判读结果

黎明生物
LIMING BIO

制造商: 南京黎明生物制品有限公司
生产地址: 南京市花园路12号(210042)
服务热线: 025-85476723 85422069

注册地址: 南京市蒋王庙街116-1号
生产许可证号: 苏食药监械生产许2001-0489号
传 真: 025-85476387

注册证号: 苏食药监械(准)字2011第2400424号
产品标准号: YZB/苏0453-2011细菌性阴道病检测试剂卡(PH法)